

水道が引けない・排水が出せない 土木建築現場に **革命** を！



技術名
循環式手洗いユニット (MYZ Oasys)
登録番号
QS-210024-A

循環式手洗いユニット



場所を選ばず**手洗い可能**

給排水の手間**激減**

各現場の**衛生環境の整備に**

新型コロナウイルス感染症対策にも

◎手洗い回数

1,000 回以上
の実証検証済み



スイッチ
ひとつで
自動運転

組立式
で簡易な
設置

独自の
浄水・殺菌
機能搭載

製品仕様

商品CD	TKJ
サイズ	W550 × D1000 × H1260 mm
重量	65 kg (乾燥重量)
使用電力	100V (消費電力 500W)
基準造水量	40～60L/h 前後 (0.7～1L/m 前後)
浄水 TDS	1～50ppm ※水道法が定める水質基準項目(51項目)をクリアしております。

諸注意事項・その他



ろ過フィルターの性能維持の為
下記の行為はお控えください。

- 食器・弁当箱を洗う
- 工具を洗う
- ハケ等の塗料用具を洗う
- 油を流す
- たん・つばを吐く
- 泥を流す

※定期的にフィルター(販売品)交換が必要です。
メンテナンスパックもございます。(商品CD: HMTP)

※このチラシに記載された製品および情報は予告なく変更となる場合がございます。

海水や河川水から真水が造れる！ 運搬可能！ 世界最小クラス！

小型海水淡水化装置 + 前処理ユニット

MYZ E-60 + Pretreatment unit

簡単操作で持ち運び楽々

海水を1時間で60L浄水

※造水量は塩分濃度/水温/水質によって増減致します。

【小型海水淡水化装置 MYZ E-60】



軽量
&
コンパクト!



取水ポンプ +
ホース5m付

【前処理ユニット PT-1】




技術名：小型海水淡水化装置
登録No：QS-190054-A



【水質検査結果】

一般財団法人 沖縄県環境科学センターによる 水質検査結果書



一般細菌 : 4200(Cell/mL)
塩化物イオン : 13900(mg/L)

一般細菌 : 0(Cell/mL)
大腸菌 : 陰性
塩化物イオン : 122(mg/L)

商品CD:KAITANS (E-60、PT-1、取水ポンプセット)

MYZ E-60 製品スペック

フレームサイズ	幅700×奥行500×高さ520 mm	
重量	約58kg	
浄水量	海水	約50~60L/時間
	淡水	約100~120L/時間
本体使用電源	AC100V(モーター定格0.75kW)	

※造水量は塩分濃度/水温/水質によって増減致します。

前処理ユニット PT-1

フレームサイズ	幅700×奥行300×高さ780 mm	
重量	約20kg	
フィルター (20インチ) ※販売品	5μセディメントフィルター2本(商品CD:KAITANF1)	
	0.5μセディメントフィルター1本(商品CD:KAITANF2)	

試料原水：沖縄県宜野湾市ビーチの海水をペットボトルで採取

- ※造水量は塩分濃度/水温/水質によって増減致します。
- ※フィルターの定期交換が必要となります。
- ※定期的な洗浄/メンテナンスが必要です。
- ※このチラシに記載された全ての製品、及び仕様は予告無く変更となる場合がございます。予めご了承ください。

レンタルのニッケン

商品問合せNo S-2494
P220418-000h

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。



ますます便利に!
クレジットカードがご利用いただけます。

ホームページは
こちらから



■お客様窓口